

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION AMPICILLINE Q6H

## IV par pompe

### MÉDICAMENT :

AMPICILLINE (Ampicin<sup>MD</sup>)

### POSOLOGIE :

IV aux 6 heures

### SOLUTÉ :

NaCl 0,9%

### PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution d'ampicilline à **250 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Ajouter le volume de médicament requis dans le soluté correspondant

Ordonnance	Fabrication			
	Dose quotidienne (mg)	Volume de médicament (ml)	Format du soluté (ml)	Modification à apporter au soluté*
Dose aux 6 h (mg)				
1500	6000	24	250	Ajouter 26 ml
2000	8000	32	500	Retirer 132 ml
2500	10000	40	500	Retirer 40 ml
3000	12000	48	500	Ajouter 52 ml

\* Modification à apporter au sac de soluté commercial **avant** l'injection du médicament pour maintenir la concentration finale à 20 mg/ml.

Enlever air du soluté

### DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 20 mg/ml : 4 jours au réfrigérateur ou 24 heures à température pièce.

### PROGRAMMATION :

Dose aux 6 h (mg)	Volume résiduel (ml)	Volume de dose (ml)	Durée de dose (h)	Cycle de dose (h)	Débit MVO (ml/h)
1500	325	75	1	6	0,5
2000	435	102	1	6	0,5
2500	535	127	1,5	6	0,5
3000	635	152	1,5	6	0,5

### RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017