

PROTOCOLE DE PRÉPARATION

CEFTAZIDIME

IV direct

MÉDICAMENT :

cefTAZidime (Fortaz^{MD})

POSOLOGIE :

IV aux 8, 12 ou 24 heures

IV aux 6 heures : favoriser pompe

TEMPS D'ADMINISTRATION :

5 minutes

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution de cefTAZidime à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Prélever le volume de médicament requis dans une seringue de format de 10 ml ou plus

Mettre un bouchon stérile

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 100 mg/ml : 4 jours au réfrigérateur ou 8 heures à température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017